

Instrução de Processo		Setor	Validade
Técnica Asséptica do Manuseio do CVC - Sistema Fechado		Modelo	
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p>	<p>A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel.</p> <p>◆ B) Imediatamente antes de tocar no CVC.</p>
2	<p>Abrir álcool swab</p> <p>Ou</p> <p>Abrir a gaze e umedecer o material com álcool a 70%</p>		<p>A) Abertura do swab de álcool deixando os materiais próximos ao paciente</p> <p>Ou</p> <p>◆ B) Abrir a gaze em técnica estéril;</p> <p>C) Não encostar a ponta do frasco com álcool 70% na gaze;</p> <p>D) Garantir que a quantidade de álcool 70% faça com que a gaze fique úmida.</p>
3	Realizar Limpeza do conector valvulado		<p>◆ A) Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície;</p> <p>◆ B) Limpar de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter em direção única por 10 segundos: Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010;</p> <p>◆ C) Repetir o processo de limpeza com novo swab se sujidade na conexão ou no swab utilizado.</p>

4	Utilizar o CVC		<p>A) Após o uso nova desinfecção do conector valvulado; B) Descartar materiais.</p>
5	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão Álcool gel</p>	<p>A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel.</p> <p>◆ B) Imediatamente depois de tocar no CVC.</p>

◆	Dicas de Segurança
PONTOS CHAVE!!	