


| Instrução de trabalho         |  | Setor  | Validade   |
|-------------------------------|--|--|--|
| Mensuração de Pressão de Cuff |  | Modelo   |  |
| nº                            | O que fazer?                                 | Imagem   | Como fazer?  |
| 1                             | Higienizar as mãos                           |  <p>Água e sabão      Álcool gel</p>  | <p>A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel;</p> <p>B) 5 momentos: antes de tocar no paciente</p>  |
| 2                             | Checar cabeceira (30 a 45 graus de elevação) |  <p>Angulação deve estar entre 30° a 45°</p>  | <p>A) Observar se o decubito está elevado entre 30° e 45°, principalmente para pacientes intubados.</p> <p>B) Se angulação menor que 30° ou maior que 45°, realizar ajuste.</p> <p>C) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama.</p>                                   |
| 3                             | Higienizar cuffômetro                        |  <p>Cuffômetro      Balonete externo (piloto)<br/>Balonete (cuff) interno</p>                                 | <p>A) Deve-se higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo.</p>  |
| 4                             | Conectar cuffômetro à válvula unidirecional  |   | <p>A) Com a mão dominante segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cuffômetro, até que visualize que a marca vermelha do balonete estiver parcialmente dentro da ranhura e observar a elevação e estabilidade do ponteiro.</p> |
| 5                             | Verificar medida                             |  <p>Botão Vermelho      Balonete externo (piloto)<br/>Pera      Cuffômetro      Balonete (cuff) interno</p> | <p>A) Se ponteiro estiver entre 10 a 20 cmH2O, nada a ser feito.</p> <p>B) Se valor acima de 20: apertar botão vermelho do cuffômetro até ponteiro ficar entre 10 e 20 cmH2O.</p> <p>C) Se valor abaixo de 10: insuflar a pera do cuffômetro até ponteiro ficar entre 10 e 20 cmH2O.</p>     |
| 6                             | Higienizar as mãos                           |  <p>Água e sabão      Álcool gel</p>  | <p>A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel;</p> <p>B) 5 momentos: imediatamente depois de tocar no paciente</p>   |

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Dicas de Segurança |
| <b>PONTOS CHAVE!!</b>   |                    |